

DE DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Deutschland

KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Deutschland
Kundenservice@dsprou.de
☎ +49 38851 314650*

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
Ihres Anbieters.

FR DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Deutschland

SERVICE APRÈS-VENTE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Deutschland
Kundenservice@dsprou.de
☎ +49 38851 314650*

* Prix d'un appel vers le réseau fixe
allemand au tarif de votre fournisseur.

EN DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Germany

CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Germany
Kundenservice@dsprou.de
☎ +49 38851 314650*

* Calls to German landlines are subject to
your provider's charges.

NL DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Duitsland

KLANTENSERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Duitsland
Kundenservice@dsprou.de
☎ +49 38851 314650*

* Bellen naar het Duitse vaste netwerk
tegen het tarief van uw provider.

Z 00272 M DS V5.2 0924 as

Körperanalyse-Waage

00272



DE Gebrauchsanleitung

FR Mode d'emploi

EN Operating instructions

NL Gebruiksaanwijzing



DE WICHTIGE HINWEISE!
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Auf den Ausklappseiten findest du alle Abbildungen, auf die in dieser
Gebrauchsanleitung verwiesen wird. Klappe diese Seiten vor dem Le-
sen der Gebrauchsanleitung auf.

Seite 1

EN IMPORTANT NOTICES!
PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

On the fold-out pages you will find all illustrations referenced in these
operating instructions. Open these page before reading the operating
instructions.

Page 11

FR AVIS IMPORTANTS !
À CONSERVER IMPÉRATIVEMENT !

Sur les pages rabattables, vous trouverez toutes les illustrations
référéncées dans ce mode d'emploi. Ouvrez ces pages avant de lire le
mode d'emploi.

Page 20

NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN!
BESLIST BEWAREN!

Op de uitklappaginas vindt je alle afbeeldingen waarnaar in deze
gebruiksaanwijzing wordt verwezen. Open deze paginas voordat je de
gebruiksaanwijzing leest.

Pagina 30



